



Steriles Neuro Flap Fix Kit

*Zur einfachen und stabilen Fixierung
kranialer Knochendeckel und Frakturen*

**Proven application
– new outfit!**

Drei 2-Loch-Platten mit flachem Profil und sechs selbstbohrende maxDrive®-Schrauben vereint in einem sterilen Kit bringen eine Vielzahl von Vorteilen, sowohl für den Patienten als auch für den Anwender:

- Schnell und einfach
- Höchste Stabilität
- Sichere Fixierung
- Bester Halt im Knochen

Und weil es sich um ein steriles Kit handelt:

- Garantierte Sauberkeit und Sterilität
- Höchste Sicherheit
- Immer einsatzbereit
- Lückenlose Rückverfolgbarkeit
- Mit Aufklebern für Patientenakte, OP-Bericht und Nachbestellung

Das sterile Neuro Flap Fix Kit (Art-Nr. 25-302-10-71) beinhaltet:

- 3x 2-Loch-Low-Profile-Mikro-Platten
- 6x 1.5 mm maxDrive®-Schrauben, Länge 4,0 mm, selbstbohrend

KLS Martin Group

Karl Leibinger Medizintechnik GmbH & Co. KG
78570 Mühlheim · Germany
Tel. +49 7463 838-0
info@klsmartin.com

KLS Martin GmbH + Co. KG
79224 Umkirch · Germany
Tel. +49 7665 9802-0
info@klsmartin.com

Stuckenbrock Medizintechnik GmbH
78532 Tuttlingen · Germany
Tel. +49 7461 165880
verwaltung@stuckenbrock.de

Rudolf Buck GmbH
78570 Mühlheim · Germany
Tel. +49 7463 99516-30
info@klsmartin.com

KLS Martin France SARL
68200 Mulhouse · France
Tel. +33 3 89 51 3150
france@klsmartin.com

Martin Italia S.r.l.
20871 Vimercate (MB) · Italy
Tel. +39 039 605 6731
italia@klsmartin.com

Martin Nederland/Marned B.V.
1271 AG Huizen · The Netherlands
Tel. +31 35 523 4538
nederland@klsmartin.com

KLS Martin UK Ltd.
Reading RG1 3EU · United Kingdom
Tel. +44 1189 000 570
uk@klsmartin.com

Nippon Martin K.K.
Osaka 541-0046 · Japan
Tel. +81 6 62 28 9075
nippon@klsmartin.com

KLS Martin L.P.
Jacksonville, FL 32246 · USA
Tel. +1 904 641 7746
usa@klsmartin.com

Gebrüder Martin GmbH & Co. KG
Representative Office
121471 Moscow · Russia
Tel. +7 499 792-76-19
russia@klsmartin.com

Gebrüder Martin GmbH & Co. KG
Representative Office
201203 Shanghai · China
Tel. +86 21 2898 6611
china@klsmartin.com

Gebrüder Martin GmbH & Co. KG
Representative Office
Dubai · United Arab Emirates
Tel. +971 4 454 16 55
middleeast@klsmartin.com

1923 | SURGICAL
2013 | INNOVATION
YEARS

Gebrüder Martin GmbH & Co. KG
Ein Unternehmen der KLS Martin Group
KLS Martin Platz 1 · 78532 Tuttlingen · Germany
Postfach 60 · 78501 Tuttlingen · Germany
Tel. +49 7461 706-0 · Fax +49 7461 706-193
info@klsmartin.com · www.klsmartin.com

